

2026-08-24

タンパク質サンプルの前処理

記録時刻: 10:15

担当: 山田 太郎

目的: 精製後の粗タンパク質画分を、次工程のSDS-PAGE解析に向けて濃縮・緩衝液交換する。

サンプル数: 6

使用試薬

- PBS (-), Lot: 24K1102
- Amicon Ultra-15 (10 kDa cutoff), Lot: R9J45210
- プロテアーゼ阻害剤カクテル, Lot: 23L0987

実施内容

- 粗抽出液 6検体をAmicon Ultra-15に分注し、4°C・4,000×gで20分遠心。
- 保持液にPBSを加えて再度遠心し、緩衝液交換を2回繰り返した。
- 最終濃縮液をBCA法でタンパク質濃度定量し、-80°Cで保存した。

結果

6検体すべてで濃縮後の総タンパク質量は目標の1 mg/mLを上回った (0.98~1.42 mg/mL)。

考察

検体5のみ回収率がやや低く (62%)、フィルター詰まりの可能性がある。次回は遠心前にろ過ステップを追加する。

明日の予定

濃縮サンプルを用いてSDS-PAGEとウェスタンブロットを実施する。

備考

特になし

LABNOTE. でこのように生成されたレポートPDFのサンプルです（記録ウィザード → 完了時に自動作成）。